

Update:2021年5月17日

キノキータ ジャパン株式会社

No.	メーカー	製品名	製品番号 (型番)	接合面形状	接合面径φ	対応パッチホルダー	備考No.
1	アルケア	セルケア1・TD	18701~18705, 19421	円形	60mm	PH65	
2		セルケア1・TDc	18711~18716	円形	60mm	PH65	5
3		セルケア1・C	18691	円形	60mm	PH65	
4		ユーケア・TD	174** [**=41, 51, 61~67]	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
5		イレファイン・TDフラット	20201~20203	円形	68mm	PH75/(PH65)	5
6	コロプラスト	センシュラ ミオ1 (フリーカット)	10471, 10481, 10485, 10486, 10885	楕円形	80mm×68mm	PH88/(PH75)	1, 6
7		センシュラ ミオ1 (プレカット)	104** [**=72, 74, 76, 79, 82, 83, 84, 87] 10871 ~ 10874	楕円形	70mm×60mm	PH75/(PH65)	1
8		センシュラ ミオ 1 コンケープ (フリーカット10mm×60mm)	18341	円形	83mm	PH88	3
9		センシュラ ミオ 1 コンケープ	183** [**=21, 23, 24, 42, 43, 44], 18405	円形	74mm	PH75	
10		センシュラ1(フリーカット)	19002, 15521, 15531	楕円形	83mm×73mm	PH88	3, 6
11		センシュラ1(プレカット)	155** [**=22, 23, 24, 32, 33, 34, 52, 53, 54, 55]	楕円形	83mm×73mm	PH88	3, 6
12		アシュラ コンフォート ワイド EC/EC・C	158** [**=60, 64, 65, 66, 70, 74, 75, 76]	楕円形	82mm×76mm	PH88/(PH75)	
13		アシュラ コンフォート EC/EC・C	138** [**=60, 64, 65, 66, 70, 74, 75, 76]	楕円形	82mm×76mm	PH88/(PH75)	
14	ダンサック	ノバ1 フォールドアップ プレカット	823-(25, 30, 35, 40), 824-(25, 30, 35, 40, 45)	円形	74mm	PH75	
15		ノバ1 フォールドアップ フリーカット	823-15, 824-15	円形	74mm	PH75	
16		ノバ1 ミニ フォールドアップ フリーカット	825-15, 826-15	円形	74mm	PH75	
17		ノバ1 フォールドアップX3 プレカット	861-(25, 30, 35), 862-(25, 30, 35, 40, 45)	円形	48mm	PH50/(PH65)	2
18		ノバ1 フォールドアップX3 フリーカット	861-15, 862-15	円形	85mm	PH85	
19		ノバ1 フォールドアップX5	881-(25, 30, 35), 882-(25, 30, 35, 40, 45)	円形	48mm	PH50/(PH65)	2
20		ノバ1 フォールドアップ コンボックス	841-(20, 25, 30, 35), 842-(20, 25, 30, 35)	円形	48mm	PH50/(PH65)	2
21		ノバ1 マキシフォールドアップ ソロ マキシドレーナブル	816-15, 324-10	円形	100mm	未対応	
22		ノバライフ1 TRE (トレイ) ****	30**-(**)	楕円形	84mm×70mm	未対応 (PH88)	6
23		ノバライフ1フィット	981-(24, 25, 30, 34, 35), 982-(24, 25, 30, 34, 35)	円形	76mm	PH88/(PH75)	5
24	ノバライフ1フィットマキシ	983-(25, 30, 35, 40, 45), 984-(25, 30, 35, 40, 45)	円形	76mm	PH88/(PH75)	5	
25	ホリスター	モデルマフレックス SF ロックンロール (お好みカット)	28300, 28400	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
26		モデルマフレックス SF ロックンロール (プレカット)	283** [**=25, 30, 35, 40] 284** [**=25, 30, 35, 40]	円形	58mm	PH65	
27		モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (お好みカット)	28100	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
28		モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (プレカット)	281** [**=25, 30, 35]	円形	58mm	PH65	
29		モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル	28401, 28301	楕円形	88mm×80mm	PH88	
30		モデルマフレックス SF クローズ/肌 (お好みカット)	22500, 22100	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
31		モデルマフレックス SF クローズ/肌 (プレカット)	221** [**=25, 30, 35, 40]	円形	58mm	PH65	
32		モデルマフレックス FW ロックンロール/肌 (お好みカット)	58300, 58400	円形	79mm	PH75/(PH88)	3
33		モデルマフレックス FW ロックンロール/肌 (プレカット)	583** [**=20, 25, 30, 35, 40] 584** [**=20, 25, 30, 35, 40]	円形	55mm	PH65	
34		モデルマフレックス FT ロックンロール (お好みカット)	26700	円形	79mm	PH75/(PH88)	3

35		モデルマフレックス FT ロックンロール (フレカット)	267** [**=20, 25, 30, 35, 40]	円形	55mm	PH65	
36		やわびた FT 素肌 (お好みカット)	8574, 8578, 8678	円形	74mm	PH75	5
37	コンパテック	エスティームインビジクローズドレインパウチ 中長期 透明/肌色 フレカット	421020~421029	円形	72mm	PH75 (備考参照)	4
38		エスティームインビジクローズドレインパウチ 中長期 透明/肌色 フリーカット	416975, 416976	円形	90mm	未対応	
39		エスティーム クローズパウチ & コンパクト	4167** [**=00, 01, 03, 04, 06, 07, 12, 13], 421816	菱形	横90mmx縦82mm	PH88	6
40		エスティーム ドレインパウチ	4167** [**=17, 23, 27, 35]	菱形	横90mmx縦82mm	PH89	6
41		エスティームインビジクローズドレインパウチ	4167** [**=18, 19, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37]	菱形	横92mmx縦82mm	PH88	6
42	ビー・ブラウン	フレキシマ ロールアップ 肌色 フレカット	427**G [**=25, 30, 35, 40]	円形	74mm	PH75	
43		フレキシマ アクティブ ロールアップ Midi 透明/肌色 フレカット	46201**G [**=25, 30, 35, 40]	円形	62mm	PH65	
44		フレキシマ アクティブ ロールアップ Maxi 透明/肌色 フリーカット	4620380G, 4621380G	円形	75mm	PH75	
45	イーキン	イーキンパウチ フラット ドレナブル スタンダード 肌色 窓付 (フレカット)	8393** [**=37, 38, 40, 42, 44]	円形	70mm	PH75	
46		イーキンパウチ フラット ウロ (フレカット)	8396** [**=04, 05, 07, 09, 11]	円形	70mm	PH75	
47		イーキン ドット ドレナブル フラット ワイド (フリーカット 15-70mm)	840303*	円形	94mm	未対応	
48		イーキン ドット ドレナブル フラット (フリーカット 15-55mm)	840301*	円形	74mm	PH75	
49		イーキン ドット ドレナブル フラット (フレカット)	8403** [**=4, 6, 8, 10, 12]	円形	74mm	PH75	
50		イーキン ドット ドレナブル フラット イレオコンベックス (フレカット)	84100*NF [*=2, 4, 5, 6, 8]	円形	70mm	PH75	
51	Marlen Mfg. ソルブ (株)	スーパーフラットレギュラー ドレナージバッグ カットフィット フラット	53675	円形	78mm	PH88/PH75	1, 3
52		ウルトラマックス ドレナージバッグ カットフィット フラット	52400F, 53400F	円形	75mm	PH75	5
53		ウルトラマックス ドレナージバッグ フレカット フラット	52412F~52455F, 53412F~53455F	円形	78mm	PH88/PH75	1, 3, 5

備考No.	備考
1	"PH前/ (PH後)" の二種類のホルダーの表記に関し、通常 (ストーマ周辺腹部の形状が比較的に平坦の方) は"PH前" のホルダーのご使用をお勧めしますが、周辺部が大きく凸状 (ヘルニア気味) の方は、後者の"PH後" でもご使用可能です。ただし周辺腹部の形状によってきつめの装着となります。
2	このタイプは、PH50使用により、安定した装着が実感できますが、ホルダーは中心穴が50mmと小さいため、若干パウチの排出口をホルダー穴に通しにくい事を予めご了承下さい。面板の大きさからPH65でも安定した装着が可能です。
3	ストーマ周辺腹部が平坦な方はPH88でも対応可能ですが、面板とパウチホルダーとの間に隙間が空いてしまいます。
4	本製品は、面板径と接合面径が等しいので、 <u>面板を押さえるのではなく、面板周囲の保護シールを押さえることになり、効果は限定的です。</u>
5	本製品は、面板固定用ベルト留め具が付属していますが、留め具素材が柔らかいためホルダー装着可能です。
6	本製品は、PH88で面板の横方向はわずかに押さえることが可能ですが、効果は限定的ですのであまりお勧めしません。